



# Sistema conservación de leche materna

INSTRUCCIONES DE USO

ES

Lea atentamente esta información y consérvela para futura referencia.

## UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE LECHE MATERNA

Sólo apto para los extractores de leche Tommee Tippee® closer to nature®

1 Asegúrese de que el recipiente está limpio y esterilizado.



2 Quite la tapa y coloque el recipiente dentro del biberón.



3 Enrosque el biberón al adaptador y siga las instrucciones de montaje del extractor.



4 Cuando el extractor esté totalmente montado y en uso, el recipiente puede contener hasta 60 ml.



5 Cuando haya extraído 60 ml deje de bombear, coloque la tapa en el recipiente de almacenamiento y sáquelo del biberón.

6 Guarde el recipiente en la nevera o en el congelador. Vea las instrucciones de almacenamiento más abajo.

7 Si desea seguir extrayendo leche, puede introducir otro recipiente limpio y esterilizado o introducir la leche directamente en el biberón del extractor.

8 Descongele la leche congelada colocando el recipiente en un biberón con agua templada.

## ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA

- Ponga a refrigerar inmediatamente la leche extraída. Si extrae leche más de una vez al día, puede añadir las cantidades siempre que las ponga en la nevera.
- Puede conservar la leche en la nevera hasta 24 horas, o 3 meses en el congelador.
- Como habrá observado, la leche conservada forma capas separadas. Agítala hasta que se mezcle por completo antes de dársela al bebé.
- Si va a congelar la leche, deje espacio en el biberón para su dilatación. Lo mejor es congelar la leche en cantidades separadas de entre 60 y 125ml por amamantamiento.
- Descongele la leche poniendo el biberón en agua tibia hasta que alcance la temperatura normal.
- Si deseas llevarte leche materna en un envase cuando sales de casa, asegúrate de conservarla fría o congelarla hasta que la necesites, y de guardarla en un biberón bien cerrado.

Método de conservación de leche	Utilización antes de	RECUERDE
Sólo nevera	24 horas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No descongele ni caliente jamás la leche de pecho en el microondas.</li> <li>• La leche descongelada debe permanecer en la nevera y ser utilizada antes de doce horas.</li> </ul>
Nevera antes de congelarla	24 horas	
Después de congelarla	Tres meses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No recongele jamás la leche de pecho.</li> <li>• No hierva la leche de pecho.</li> <li>• Deseche la leche que sobre de cada amamantamiento.</li> </ul>
Descongelación antes del amamantamiento	12 horas	
Recongelación	JAMÁS	

## USO DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA COMO TAZA PARA BEBER

Se recomienda que antes de usar consulte con un profesional sanitario.

1. Si la leche se ha enfriado, quite la tapa y ponga agua caliente para calentarla a la temperatura deseada. Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de dársela al bebé.
2. Siente al bebé en posición vertical
3. Sujete la taza, llévela a la boca del bebé e inclínala suavemente para que pueda beber.

## Por la salud y seguridad de su hijo

### ¡AVISO!

Utilice siempre este producto con supervisión adulta. Se han producido accidentes cuando se ha dejado a los niños solos con el equipo de bebida, ya sea por caída del bebé o descomposición del producto. Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de dársela al niño. Revuelva siempre los alimentos calentados para asegurarse de que la distribución del calor es homogénea y compruebe la temperatura antes de servir.

## LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

Límpiese el producto antes del primer uso.

Limpia después de usar.

Lave siempre el producto inmediatamente después de cada uso.

Lávelo en agua templada y jabonosa, y aclare bien o utilice el lavaplatos.

No limpiar con disolventes ni productos químicos fuertes.

No deje que el producto entre en contacto con alimentos con base de aceite (por ej.: aceite/salsas de tomate) ya que podrían mancharlo.

Apropiado para todos los métodos de esterilización.

## ALMACENAMIENTO Y USO

Inspeccione el producto antes de cada uso. Deséchelo si observa cualquier tipo de daño o defecto.

No guarde el producto cerca de una fuente de calor o en un lugar expuesto a la luz solar.

No guarde estos productos ni permita que entren en contacto con disolventes o productos químicos fuertes.

No es apto para uso en un horno convencional ni en las combinaciones de horno microondas con la función de grill encendida.

Mantenga todos los componentes que no se usen fuera del alcance de los niños.

[tommeetippee.com](http://tommeetippee.com)

Mayborn Baby and Child  
Northumberland Business Park West  
Cramlington Northumberland NE23 7RH, UK

Mayborn Baby and Child  
is a trading style of Jackel International Limited.  
Copyright © Jackel International Limited 2012.

42301071